


Autoclave Tonshuo clase B 14/17/23L



Dispositivos de seguridad:

- A. Control de sobrecalentamiento: cuando la temperatura interna se sobrecalienta, la energía se apagará automáticamente y sistema de alarma
- B. Control de sobrepresión: tiene sistema de alarma cuando hay sobrepresión.
- C. Sistema de bloqueo de puertas de seguridad
- D. Indicador de bajo nivel de agua: Tiene sistema de alarma cuando baja el agua





PARAMETROS DE AUTOCLAVE TONSHUO CLASSE B

VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50HZ
CÁMARA	Acero 304
CAPACIDAD	14 / 17 / 23 LITROS
VARIACION DE PRESIÓN	110 - 210
TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN	121° C / 134°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	160 ml - 180 ml
RUIDO	<50 db

	14 LITROS	17 LITROS	23 LITROS
POTENCIA	1600W	1800W	2000W
TAMAÑO DE LA CAMARA	250mm*D 180mm	250mm*D 350mm	250mm*D 460mm
TAMAÑO EXTERNO	48× 48× 52	48× 56× 42	48× 67× 42
TAMAÑO DEL PAQUETE	68 × 60 × 50	73× 60× 50	87 × 60 × 50
PESO NETO	37	46.5	56