

# Autoclave Tonshuo clase N 14/17/23L



## Dispositivos de seguridad:

- A. Control de sobrecalentamiento: cuando la temperatura interna se sobrecalienta, la energía se apagará automáticamente y sistema de alarma
- B. Control de sobrepresión: tiene sistema de alarma cuando hay sobrepresión.
- C. Sistema de bloqueo de puertas de seguridad
- D. Indicador de bajo nivel de agua: Tiene sistema de alarma cuando baja el agua





## PARAMETROS DE AUTOCLAVE TONSHUO CLASE N

VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50HZ
CÁMARA	Acero 304
CAPACIDAD	14 / 17 / 23 LITROS
VARIACION DE PRESIÓN	110 - 210
TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN	121° C / 134°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	160 ml - 180 ml
RUIDO	<50 db

	14 LITROS	17 LITROS	23 LITROS
POTENCIA	1200W	1500W	1800W
TAMAÑO DE LA CAMARA	φ 250mm*D 180mm	φ 250mm*D 350mm	φ 250mm*D 460mm
TAMAÑO EXTERNO	48X48X43cm	48X56X43cm	48X69X43cm
TAMAÑO DEL PAQUETE	68X60X50	73X60X50	87X60X50
PESO NETO	30kg	32kg	36,5 kg