

UNIDAD QL2028I



CARACTERÍSTICAS / FEATURES



Panel de comando de funciones completo

Diseño con negatoscopio de RX, con configuración de posición para escupir, control de luz de operaciones, control de vista de RX, control de posición inicial, control posición de emergencia (-5°)

Full function control panel

X-ray film viewer built in design, with spitting position setting, operation light control, x-ray film viewer control, zero position control, Emergency position(-5°) control

- ① Configuraciones / Setting
- ② Lava salivero / Cuspidor flush
- ③ Llena vaso / Cup filling
- ④ Agua caliente / Water heating
- ⑤ Posición inicial / Zero position
- ⑥ Posición de emergencia (-5°) / Emergency posición (-5°)
- ⑦ Posición para escupir / Spiting posición
- ⑧ Luz de operación / Operation light
- ⑨ Negatoscopio / x-ray film viewer



Rotación de caja lateral / Rotary side box

Fácil de mover, para más espacio del asistente, facilita las operaciones del asistente.

Easy to move, more space for the assistant make the assistant operation easier.



Rotación de soporte de piezas de mano / Rotary handpiece holder

Rotación del soporte de piezas de mano, puede facilitar un ángulo más cómodo para operaciones y así permitir el contacto directo entre el dentista y la pieza de mano.

Rotary handpiece holder can provide convenient angle for operation and avoid direct contact between dentist and handpiece.



Sensor LED con mix amarillo y blanco / LED sensor light with yellow and white light mix

Una luz más suave: 6 foco de luz led; 4 blancos y 2 amarillos. Fácil de cambiar el modo de luz amarillo, modo de luz blanco y modo mixto de luces; Punto de luz super claro, brillo ajustable de fuerte a más suave; manilla desmontable y agarre esterilizable.

More tender light: 6 light source with 4 white and 2 yellow; Easy switch of yellow light mode, white light mode and mix light mode; Super clear light spot, brightness adjustable from strong to weak; Detachable and sterilizable handle.



Rotación de la escupidera / Rotary glass cuspidor

Escupidera rotable y extraíble, fácil de limpiar.

Rotary and detachable spittoon, easy to clean.



Construido para desmontar el tubo de succión / Built out and detachable suction filter

Fácil de limpiar. Excelente calidad con tubo de succión fuerte y suave.

Easy to clean with good quality strong and weak suction tube.



Brazo ligero / Light arm

Material de aleación de aluminio, movimiento flexible, posición estable.

Aluminum-alloy material, flexible movement, stable positioning.